



**Katalog produktów  
NUK dla szpitali**

**NUK**<sup>®</sup>

**MEDICPRO**  
MAPA CLINICAL SUPPORT



## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>Smoczki anatomiczne</b>	
Smoczki do butelek NUK .....	4
Smoczki uspokajające NUK .....	16
<b>Produkty do użytku w szpitalach</b>	
Smoczki do butelek NUK First Choice .....	4-5
Butelki NUK First Choice .....	6-7
Jednorazowe smoczki do butelek standardowych NUK .....	8-9
Smoczki specjalistyczne NUK .....	9
Jednorazowe butelki standardowe .....	10
Butelki standardowe NUK wielokrotnego użytku .....	11
Butelki i smoczki MedicPro .....	12-13
Smoczki i butelki NUK dla dzieci przedwcześnie urodzonych .....	14-15
Smoczki uspokajające NUK .....	16-19
Terapeutyczny smoczek treningowy NUK .....	19
Smoczek do podawania kontrastu NUK .....	20
Wkładki laktacyjne NUK .....	21
Pomoce do karmienia NUK .....	22
Odciągacze pokarmu NUK .....	23
<b>Inne produkty</b>	
Urządzenia elektryczne NUK .....	24-25
Artykuły NUK do higieny i pielęgnacji .....	26
Higieniczne akcesoria dla szpitali .....	27

### Zalety naszych produktów:

**Sterile**  
acc. Ph. Eur.

Wszystkie jednorazowe produkty medyczne są sterylizowane zgodnie z Farmakopeą Europejską.

**BPA**

Nasze produkty nie zawierają bisfenolu A (BPA) dzięki rygorystycznemu doborowi surowców.

**ETO FREE**  
STERILISATION

Nasze produkty są sterylizowane bez użycia tlenu etylenu.

**MADE IN GERMANY**

Produkty\* do użytku w szpitalach są produkowane w Niemczech.

\* Wkładki laktacyjne i butelki szklane są produkowane w UE.



# Karmienie zaczyna się z NUK. Dobra forma - dobre funkcje.

## Inspirowane naturą

Karmienie piersią zapewnia dziecku najlepszy start w życiu – nie tylko ze względu na korzyści psychologiczne, lecz także na wartości odżywcze mleka matki. Ssanie piersi wymaga koordynacji ruchów szczęki, podniebienia, języka i warg, a więc karmienie piersią wspiera także zdrowy rozwój jamy ustnej i mowy dziecka. To na podstawie tej wiedzy opracowano anatomiczny smoczek do butelki NUK.


### Nie bez powodu smoczki NUK nie są okrągłe

Dwaj stomatolodzy Prof. Dr. Dr. W. Balters oraz Dr. med. dent. A. Müller odkryli, że brodawka sutkowa matki zmienia swój kształt w czasie karmienia piersią, umożliwiając optymalną koordynację ruchów szczęki, podniebienia, języka i warg. To właśnie ten asymetryczny kształt brodawki był wzorem dla wszystkich smoczków NUK do butelki i uspokajających. I to dzięki temu NUK jest najczęściej używaną marką w niemieckich szpitalach.

Przez dziesięciolecia NUK badał i stale udoskonalał kształt smoczków do butelki i uspokajających na podstawie najnowszych odkryć naukowych. Dzięki temu smoczki NUK umożliwiają ćwiczenie wszystkich funkcji jamy ustnej oraz sprawiają, że dziecko czuje się tak jakby ssalo pierś mamy.



**Karmienie piersią:**  
Zmieniony kształt brodawki sutkowej podczas karmienia.



**Kształt NUK:**  
Naturalne ruchy podczas ssania, takie jak przy karmieniu piersią.

## Blżej piersi matki – NUK First Choice

Przez wiele lat NUK pracował nad tym, aby zaspokoić potrzeby położnych, pediatrów oraz milionów matek na całym świecie. Wraz z serią NUK First Choice udało nam się opracować butelkę ze smoczkiem, która umożliwia karmienie jak najbardziej zbliżone do karmienia piersią.

### Umożliwia łączenie karmienia piersią i butelką

Oprócz tego są naukowe dowody na to, że sposób ssania piersi przez dziecko nie ulegnie zmianie, jeżeli między karmieniami będzie dokarmiane butelką. Badania przeprowadzone

na uniwersytecie w Barcelonie dowiodły, że używając butelek do karmienia NUK First Choice, matki mogą bez problemu karmić dziecko zarówno piersią, jak i butelką.\*

To dlatego opracowaliśmy serię NUK First Choice dla szpitali – aby mieć rozwiązanie w sytuacjach, gdy karmienie piersią jest niemożliwe.

### Nowa miękka strefa

Dzięki maksymalnej miękkości dostosowuje się jeszcze lepiej do podniebienia - co sprawia wrażenie naturalnego ssania.

### Antykolkowy system odpowietrzania NUK AIR SYSTEM

Wyrównuje ciśnienie w butelce w czasie karmienia, tym samym zmniejszając ryzyko połknięcia powietrza i wystąpienia kolki.



### Splaszczona część wewnętrzna

Tak aby język mógł się swobodnie poruszać w czasie ssania.

### Szerokie oparcie dla warg

Wzorowane na naturalnym przykładzie piersi matki w czasie karmienia piersią - ułatwia uzyskanie szczelności i budowanie podciśnienia dla efektywnego ssania.





## SMOCZKI DO BUTELEK NUK FIRST CHOICE

# Spokojne karmienie, w zgodzie z naturą



Jednorazowe smoczki do butelek  
NUK First Choice z TPE



Jednorazowe smoczki do butelek  
NUK First Choice z lateksu

Jednorazowe smoczki do butelek NUK First Choice zapewniają wrażenie naturalnego ssania nie tylko dzięki swojemu anatomicznemu kształtowi, lecz także miękkości materiałów, z których są wykonane. NUK oferuje smoczki wykonane z wysokiej jakości atrakcyjnego tworzywa TPE (termoplastycznego elastomeru) oraz z naturalnego lateksu, który jest niezwykle wytrzymały na rozciąganie. W obu rozmiarach dostępne są smoczki z różnymi otworami przepływowymi przeznaczone do pokarmów o różnej konsystencji.

### Jednorazowe smoczki do butelek NUK First Choice

Smoczki występują razem z nakrętką, są sterylne, osobno zapakowane i gotowe do użytku.

#### Rozmiar 1 (0-6 miesięcy) - wykonane z TPE

Do płynów

mały otwór przepływowy – żółta nakrętka

art. nr: 147.003

Do mleka

średni otwór przepływowy – biała nakrętka

art. nr: 147.004

#### Rozmiar 1 (0-6 miesięcy) - wykonane z lateksu

Do płynów

mały otwór przepływowy – żółta nakrętka

art. nr: 140.024

Do mleka

średni otwór przepływowy – biała nakrętka

art. nr: 140.023

#### Rozmiar 2 (od 6 miesięcy) - wykonane z lateksu

Do mleka

średni otwór przepływowy – biała nakrętka

art. nr: 141.019

Do papek

otwór w formie krzyżyka – czerwona nakrętka

art. nr: 141.020

### Rozmiary otworów przepływowych

łatwo jest rozpoznać po kolorze nakrętki smoczka.

- **żółta nakrętka - mały otwór przepływowy**  
do płynów takich jak herbatka, mleko matki, woda itd.
- **biała / przezroczysta nakrętka**  
- **średni otwór przepływowy**  
do mleka modyfikowanego
- **czerwona nakrętka - otwór przepływowy w formie krzyżyka**  
do papek



# Praktyczny system

Szeroki otwór butelek NUK First Choice sprawia, że są one wyjątkowo wygodne do napełniania i przygotowania pokarmu. Jej lekko wyprofilowany kształt umożliwia pewne trzymanie. Butelki są wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa i są dostępne z nakrętką lub bez nakrętki. I oczywiście są kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek NUK First Choice oraz urządzeniami szpitalnymi.

## Jednorazowe butelki NUK First Choice bez nakrętki

Butelki wykonane z polipropylenu (PP), sterylne, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku.

### Pakowane pojedynczo w folię

100 ml

art. nr: 204.007

250 ml

art. nr: 206.019

### Doskonale dopasowane

Wszystkie produkty z serii NUK First Choice są kompatybilne z produktami z tej samej serii.



reddot design award  
winner 2013



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



Jednorazowa butelka z PP 100 ml, bez nakrętki

Jednorazowa butelka z PP 250 ml, bez nakrętki



## BUTELKI NUK FIRST CHOICE

### Nakrętka z pustym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń

Nakrętkę można oznaczyć wodoodpornym pisakiem, aby zapobiec pomyleniu butelek.



### Badania kliniczne potwierdzają wysokie zadowolenie

82% matek jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze smoczków NUK First Choice. Większość pielęgniarek chciałoby nadal pracować z nowymi smoczkami.\*\*

\*\* Nukleon Consumer Insights, Berlin: Badanie wśród matek i pielęgniarek przeprowadzone w 25 niemieckich szpitalach w czerwcu-lipcu 2012 roku.

### Jednorazowe butelki NUK First Choice z nakrętką

Butelki wykonane z polipropylenu (PP), nakrętka z polietylenu (PE), sterylne, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku.

#### Pakowane pojedynczo w folię

100 ml art. nr: 204.005

150 ml art. nr: 205.017

250 ml art. nr: 206.017

#### Pakowane w foliowe torby

100 ml – torba - 20 szt., karton – 8 toreb (160 szt.) art. nr: 204.006

150 ml – torba - 15 szt., karton – 8 toreb (120 szt.) art. nr: 205.018

250 ml – torba - 24 szt., karton – 3 torby (72 szt.) art. nr: 206.018



Jednorazowa butelka z PP 250 ml, z nakrętką



Jednorazowa butelka z PP 150 ml, z nakrętką



Jednorazowa butelka z PP 100 ml, z nakrętką



# Sprawdzone miliony razy w szpitalach

Dzięki anatomicznemu kształtowi NUK jednorazowe smoczki NUK są od pokoleń powszechnie używane w Niemczech i Austrii. Wszystkie smoczki do butelek NUK posiadają system odpowietrzania NUK AIR SYSTEM, który wyrównuje ciśnienie w butelce, co zmniejsza ryzyko połknięcia powietrza i wystąpienia kolki. NUK oferuje smoczki do butelek standardowych (Classic) wykonane z dwóch materiałów: naturalnej gumy lateksowej lub estetycznego TPE (termoplastycznego elastomeru). Różne kolory nakrętek odpowiadają różnym rozmiarom otworów przepływowych, co ułatwia korzystanie ze smoczków i pozwala zaoszczędzić czas.



Jednorazowe smoczki do butelek standardowych NUK (Classic) wykonane z TPE



Jednorazowe smoczki do butelek standardowych NUK (Classic) wykonane z lateksu, rozmiar 1



## Jednorazowe antykolkowe smoczki do butelek standardowych NUK wykonane z TPE

Smoczki występują razem z nakrętką. Są sterylne, osobno zapakowane i gotowe do bezpośredniego użytku.

### Rozmiar 1 (0-6 miesięcy)

Do płynów

mały otwór przepływowy – żółta nakrętka

art. nr: 147.001\*

Do mleka modyfikowanego

średni otwór przepływowy – biała nakrętka

art. nr: 147.002\*

## Jednorazowe antykolkowe smoczki do butelek standardowych NUK wykonane z lateksu

Wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Bardzo miękkie, elastyczne i odporne na przegrzanie. Sterylne, osobno zapakowane i gotowe do użytku.

### Rozmiar 1 (0-6 miesięcy)

Do płynów

mały otwór przepływowy – żółta nakrętka

art. nr: 140.008\*

Do mleka modyfikowanego

średni otwór przepływowy – przezroczysta nakrętka

art. nr: 140.009\*

Do papek

otwór w formie krzyżyka – zielona nakrętka

art. nr: 140.010

### Rozmiary otworów przepływowych

łatwo jest rozpoznać po kolorze nakrętki smoczka.

- żółta nakrętka - mały otwór przepływowy**  
do płynów takich jak herbatka, mleko matki, woda itd.
- biała / przezroczysta nakrętka - średni otwór przepływowy**  
do mleka modyfikowanego
- zielona nakrętka - duży otwór przepływowy**  
do papek
- pomarańczowa nakrętka - otwór przepływowy w formie krzyżyka**  
do papek

\* Smoczki przeznaczone również dla dzieci przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 g.





## JEDNORAZOWE SMO CZKI DO BUTELEK STANDARDOWYCH NUK



Jednorazowe smoczki do butelek standardowych NUK (Classic) wykonane z lateksu, rozmiar 2

### Smoczki lateksowe NUK nie wywołują alergii

Regularne testy i naukowe badania\*\* dowodzą, że w lateksowych smoczkach do butelki NUK nie ma śladów białka ani alergenów lateksowych. Do tej pory z tego co wiemy nie było przypadku alergicznej reakcji wśród dzieci.

\*\* T. Palosuo et al., Latex allergy: the sum of 4 major allergens shows the allergenic potential of medical gloves, Allergy 2007;62:781

### Rozmiar 2 (od 6 miesięcy)

#### Do płynów

mały otwór przepływowy – żółta nakrętka

art. nr: 141.014

#### Do mleka modyfikowanego

średni otwór przepływowy – przezroczysta nakrętka

art. nr: 141.015

#### Do papek

duży otwór przepływowy – zielona nakrętka

art. nr: 141.016

#### Do papek

otwór w formie krzyżyka – pomarańczowa nakrętka

art. nr: 141.017



## SMO CZKI SPECJALISTYCZNE NUK

# Na specjalne potrzeby

Dla noworodków dotkniętych wadami rozszczepowymi przyjmowanie pokarmu prawie zawsze wiąże się ze znacznymi problemami. Wynika to z nieumiejętności wytworzenia przez dzieci podciśnienia wewnątrz jamy ustnej, co uniemożliwia prawidłowe ssanie.

Uwzględniając specjalne warunki anatomiczno-morfologiczne okolic podniebienia i dziąseł u dzieci urodzonych z wadami rozszczepowymi, także w okresie przygotowania do operacji rozszczepu, NUK opracował specjalny rodzaj smoczków do butelki. Naturalny lateks okazał się najlepszym materiałem do produkcji tych smoczków ze względu na swoją miękkość i elastyczność. Smoczki NUK dla dzieci z rozszczepem wargi lub podniebienia pasują do wszystkich butelek standardowych.

### Smoczek do butelki NUK na rozszczep wargi

Smoczek dla dzieci z rozszczepem wargi jednostronnym i płytką podniebienną oraz w niektórych wyjątkowych przypadkach dla dzieci z rozszczepem wargi obustronnym i płytką podniebienną. Smoczek ten stymuluje ruchy pobudzające wypływ pokarmu w czasie karmienia i tym samym umożliwia prawie całkiem normalne ssanie. Używanie smoczków NUK na rozszczep wargi powoduje znaczne zmniejszenie występowania takich częstych objawów, jak zakrzuszenia, odruchy wymiotne lub wymioty. Używanie ich nie stwarza żadnego zagrożenia nawet w okresie przygotowania do operacji rozszczepu. **Smoczek należy wyczyścić i wysterylizować przed użyciem.**

Średni otwór przepływowy, z nakrętką

art. nr: 107.003

### Smoczek do butelki NUK na rozszczep podniebienia

Dla dzieci z otwartym rozszczepem podniebienia. Z wygiętą końcówką, która zakrywa rozszczep w podniebieniu, dzięki czemu pokarm nie może dostać się do dróg oddechowych, a mleko miesza się ze śliną, co jest ważne dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia. Otwór w smoczku musi być wykonany indywidualnie, w zależności od miejsca występowania rozszczepu i ściśle według wskazań lekarza. **Smoczek należy wyczyścić i wysterylizować przed użyciem.**

Bez otworu przepływowego, z nakrętką

art. nr: 107.001



Smoczek do butelki NUK na rozszczep wargi



Smoczek do butelki NUK na rozszczep podniebienia



# Higiena i wygoda

Jednorazowe butelki NUK wykonane z polipropylenu (PP) są gotowe do użytku i pozwalają na zoptymalizowanie codziennych czynności w szpitalach. Zapewniają maksymalny poziom higieny oraz pozwalają na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na przygotowanie i czyszczenie naczyń. Ponadto materiał, z którego wykonane są butelki jest lekki i wytrzymały.

W skład serii wchodzi dwa rodzaje butelek w czterech rozmiarach. Wąskie butelki o średnicy podstawy wynoszącej ok. 45 mm mają pojemność 80 i 180 ml. Standardowe butelki o średnicy podstawy ok. 53 mm dostępne są w pojemnościach 140 i 230 ml. Wszystkie butelki standardowe mają pole do wpisania dowolnych oznaczeń.



## Jednorazowe butelki NUK z PP z nakrętką

Butelki wykonane z polipropylenu (PP), nakrętka wykonana z polietylenu (PE). Z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń. Kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek oraz urządzeniami szpitalnymi NUK. Sterylne, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku.

### Pakowane pojedynczo w folię

80 ml	art. nr: 204.001
140 ml	art. nr: 205.013
230 ml	art. nr: 206.013

Butelka jednorazowa z PP 45 ml – patrz str. 14.

### Pakowane w foliowe torby

80 ml – torba - 24 szt., karton – 9 toreb (216 szt.)	art. nr: 204.002
140 ml – torba - 15 szt., karton – 9 toreb (135 szt.)	art. nr: 205.014
230 ml – torba - 26 szt., karton – 3 torby (78 szt.)	art. nr: 206.014

## Jednorazowe butelki NUK bez nakrętki - pakowane pojedynczo w folię

80 ml	art. nr: 205.015
180 ml	art. nr: 206.015





## BUTELKI STANDARDOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU NUK

# Niezawodne i wielokrotnie sprawdzone

Butelki wielokrotnego użytku NUK to tradycyjnie najwyższa jakość i ustalona pozycja w wielu szpitalach. Szczególnie odnosi się to do butelek szklanych, które dzięki specjalnemu materiałowi mogą być używane wielokrotnie i bezterminowo. Alternatywą dla nich są butelki wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu (PP) – są one lekkie i nietłukące i też są dostępne w dwóch rozmiarach.

### Butelki wielokrotnego użytku NUK z PP

Wyjątkowo lekkie i wytrzymałe. Z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania dowolnych oznaczeń. Kompatybilne ze wszystkimi smoczkami do butelek oraz z urządzeniami używanymi w szpitalach. Można je myć/sterylizować w temperaturze do 100°C. Można je myć w zmywarce.

140 ml

art. nr: 205.012

230 ml

art. nr: 206.012



Butelka wielokrotnego użytku NUK z PP 230 ml



Butelka wielokrotnego użytku NUK z PP 140 ml

### Szklane butelki wielokrotnego użytku NUK

Specjalne wyjątkowo trwałe szkło (borokrzemian) ze zintegrowaną skalą odporną na ścieranie, która nie zejdzie nawet po wielokrotnym czyszczeniu w wysokiej temperaturze. Standardowy gwint pasuje do wszystkich standardowych smoczków do butelek. Średnica podstawy wynosi ok. 54 mm, są kompatybilne z urządzeniami szpitalnymi. Można je myć w zmywarce i sterylizować w autoklawie.

125 ml

art. nr: 201.004

230 ml

art. nr: 202.004

**SZCZEGÓLNI  
WYTRZYMAŁE**

### Nakrętka na butelkę NUK

Nakrętka wykonana z polipropylenu (PP), z miejscem do wpisania indywidualnych oznaczeń, przezroczysta, sterylna i gotowa do użytku.

torba - 50 szt., karton - 4 torby (200 szt.)

art. nr: 222.005

Szklana butelka wielokrotnego użytku NUK 125 ml



Szklana butelka wielokrotnego użytku NUK 230 ml



Nakrętka NUK

**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



# Nowa linia produktów o neutralnym wyglądzie

W skład nowej serii butelek i smoczków szpitalnych MedicPro wchodzi smoczki o tradycyjnym okrągłym kształcie, jak również sprawdzone butelki o standardowym i szerokim gwincie.



Smoczki jednorazowe

## Jednorazowe smoczki do butelek wykonane z lateksu

Okrągły kształt, sterylne, osobno zapakowane i gotowe do użytku.

**Czerwona nakrętka**, mały rozmiar smoczka, średni otwór przepływowy

art. nr: 142.020\*

**Przezroczysta nakrętka**, standardowy rozmiar smoczka, średni otwór przepływowy

art. nr: 142.001\*

**Żółta nakrętka**, standardowy rozmiar smoczka, mały otwór przepływowy

art. nr: 142.004\*

## 3-przeływowy smoczek do butelki wykonany z lateksu

Umożliwia różne prędkości przepływu w zależności od konsystencji pokarmu.

Okrągły kształt, sterylne, osobno zapakowany i gotowy do użytku.

**Do butelek standardowych (Classic)**, przezroczysta nakrętka

art. nr: 142.021

**Do butelek szerokootworowych**, biała nakrętka

art. nr: 142.022



Smoczek 3-przeływowy



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



\* Smoczki przeznaczone również dla dzieci przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 g.



Butelka jednorazowa z PP 230 ml



Butelka jednorazowa z PP 140 ml



Butelka jednorazowa z PP 80 ml



Butelka jednorazowa z PP 250 ml z nakrętką



Butelka jednorazowa z PP 100 ml z nakrętką

### Jednorazowa butelka z PP z nakrętką

Butelka wykonana z polipropylenu (PP). Higienicznie zapakowana, sterylna i gotowa do użytku. Kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelki ze standardowym gwintem wyprodukowanymi przez Mapę, jak również z urządzeniami szpitalnymi.

### Pakowane w plastikowe torby

80 ml – torba – 12 szt., karton – 18 toreb (216 szt.)

art. nr: 204.003

140 ml – torba – 15 szt., karton – 9 toreb (135 szt.)

art. nr: 205.016

230 ml – torba – 26 szt., karton – 3 torby (78 szt.)

art. nr: 206.016

### Jednorazowa butelka z PP z szerokim gwintem i nakrętką

Butelka wykonana z polipropylenu (PP). Nakrętką wykonana z polietylenu (PE). Higienicznie zapakowana, sterylna i gotowa do użytku. Kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelki z szerokim gwintem wyprodukowanymi przez Mapę, jak również z urządzeniami szpitalnymi.

### Pakowane w plastikowe torby

100 ml – torba – 10 szt., karton – 16 toreb (160 szt.)

art. nr: 204.008

250 ml – torba – 24 szt., karton – 3 torby (72 szt.)

art. nr: 206.020

Jednorazowa butelka z PP 45 ml – patrz str. 14.

# Wspieramy rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych

NUK MedicPro oferuje smoczki do butelki, które są dostosowane do anatomicznych warunków dzieci przedwcześnie urodzonych i o niskiej wadze ciała oraz zaspokajają ich potrzeby, zapewniając optymalne karmienie butelką.

Nowością w serii NUK MedicPro jest jednorazowa butelka o pojemności 45 ml. Skala z podziałką milimetrową umożliwia dokładne odmierzenie nawet najmniejszych ilości siary czy mleka mamy. Cenny płyn można zebrać strzykawką dzięki półokrągłemu dnu butelki, tak aby ani kropla pokarmu się nie zmarnowała.



Jednorazowe smoczki do butelek NUK dla wcześniaków

## Jednorazowe smoczki do butelek NUK dla dzieci przedwcześnie urodzonych

(o ciężarze ciała poniżej 1750 g)

Smoczki specjalistyczne, testowane w szpitalach, o anatomicznym kształcie, wykonane z wyjątkowo miękkiego naturalnego lateksu - dostosowane do rozmiaru jamy ustnej dzieci przedwcześnie urodzonych. Dostępne z dwoma różnymi otworami przepływowymi. Sterylne, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku.

**Do płynów (mleko matki, herbata, woda)**  
mały otwór przepływowy - żółta nakrętka

art. nr: 107.018

**Do mleka modyfikowanego**

średni otwór przepływowy - przezroczysta nakrętka

art. nr: 107.019

## Jednorazowa butelka z PP 45 ml z nakrętką

Butelka wykonana z polipropylenu (PP). Do dokładnego odmierzenia (w ml) pokarmu dla niemowląt. Kompatybilna ze wszystkimi jednorazowymi smoczkami NUK do butelki ze standardowym gwintem (Classic). Nakrętka wykonana z polietylenu (PE). Higienicznie zapakowana, sterylna i gotowa do użytku - przeznaczona tylko do jednorazowego użytku.

## Pakowane pojedynczo w folię

45 ml

art. nr: 204.004

## Pakowane w plastikowe torby

45 ml - torba - 10 szt., karton - 8 toreb (80 szt.)

art. nr: 204.009



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



Na półokrągłym dnie butelki umieszczono podziałkę 1 ml i 2 ml.

Jednorazowa butelka z PP 45 ml


W przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych szczególnie ważne jest, aby szybko nauczyły się prawidłowego ssania – jest to warunek niezbędny do przyjmowania pokarmu oraz szybkiego i zdrowego wzrostu. Dzięki swoim smoczkom do karmienia oraz do ssania przeznaczonym dla dzieci przedwcześnie urodzonych NUK już od ok. 20 lat wspiera rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych.

Dzięki anatomicznemu kształtowi NUK smoczki uspokajające dla dzieci przedwcześnie urodzonych stymulują i ćwiczą naturalny odruch ssania małych, słabych i niedojrzałych niemowląt ważących mniej niż 1750 g. Dzięki temu można znacznie skrócić okres karmienia sondą. Smoczek uspokajający dla wcześniaków jest do dzisiejszego dnia niezbędnym produktem w wielu szpitalach.

**PRODUKT  
MEDYCZNY**



*Jednorazowy smoczek NUK uszczelniający i do stymulacji dla wcześniaków*



#### Zalety smoczków NUK dla dzieci przedwcześnie urodzonych o wadze poniżej 1750 g:

- testowane w szpitalach, stosowane do uszczelniania podczas zabiegów wentylacji na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej,
- stymulują odruch ssania, uspokajają, redukując napięcie i ból,
- wpływają na dobry stan kliniczny dziecka,
- mogą być stosowane w trakcie karmienia sondą,
- przyczyniają się do dojrzewania funkcji ssania i połykania, skracając czas karmienia sondą,
- antystatyczny, wytrzymały i elastyczny materiał.

#### Jednorazowe smoczki NUK uszczelniające i do stymulacji dla dzieci przedwcześnie urodzonych (o ciężarze ciała poniżej 1750 g)

Wykonane z wytrzymałego i elastycznego naturalnego lateksu. Sterylne, higienicznie zapakowane, gotowe do użytku. Zalecane tylko do krótkotrwałego zastosowania. Różne kolory. Dostarczane wyłącznie na oddział szpitalny po wypełnieniu specjalnej deklaracji.

art. nr: 107.029



## Dla zdrowego ogólnego rozwoju

Oprócz dostarczania pożywienia karmienie piersią to najlepszy sposób, aby zaspokoić naturalną potrzebę ssania dziecka.

A smoczki uspokajające zaprojektowane na postawie naturalnego modelu mogą przydać się pomiędzy posiłkami.


W związku z tym smoczki uspokajające NUK zaprojektowano, tak aby naśladowały asymetryczny kształt brodawki sutkowej matki w czasie karmienia piersią. Miękkosć i elastyczność smoczka sprawia, że dostosowuje się on do kształtu jamy ustnej dziecka, a jednocześnie pozostawia wystarczająco dużo miejsca dla języka oraz zmniejsza nacisk na dziąsła i zęby.

Oznacza to, że smoczki uspokajające NUK nie tylko uspokajają, lecz także wspierają zdrowy rozwój jamy ustnej dziecka. Poprzez aktywne ssanie dziecko ćwiczy mięśnie oraz uczy się optymalnej koordynacji pomiędzy szczęką, podniebieniem, językiem oraz ustami, co wspiera oddychanie, karmienie oraz rozwój mowy i jednocześnie pomaga zapobiegać zniekształceniom zębów.



### Karmienie piersią:

Zmieniony kształt brodawki sutkowej podczas karmienia.




### Doskonały trening:

Optymalna koordynacja ruchów szczęki, podniebienia, języka i warg.

### System rozmiarów dla smoczków uspokajających

Aby optymalnie dostosować rozmiar smoczka do rozwoju szczęki dziecka.



0-2 miesiące - specjalny rozmiar dla szczególnie małych niemowląt i tych o niskiej wadze urodzeniowej, dostępny tylko w serii Genius

Powyższe rozmiary są tylko zaleceniami - przy wyborze smoczka należy zawsze brać pod uwagę indywidualny rozwój swojego dziecka.

## Dla szczególnie małych noworodków o niskiej wadze

Lateksowy smoczek uspokajający NUK Genius, rozmiar 0



Silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius, rozmiar 0



Niektóre noworodki są tak małe, że smoczki w rozmiarze 1 są dla nich za duże. To dlatego smoczki uspokajające NUK Genius są teraz dostępne w nowym rozmiarze - rozmiarze 0. Ten specjalny smoczek został opracowany wraz z ekspertami w dziedzinie medycyny i jest przeznaczony dla małych noworodków o niskiej wadze w wieku do 2 miesięcy.

Smoczek Genius rozmiar 0 to optymalne rozwiązanie dla wcześniaków, które już „wrosły” ze smoczków przeznaczonych typowo dla dzieci przedwcześnie urodzonych i/lub których waga przekracza 1750 g. Ten dodatkowy rozmiar ułatwia przejście od smoczka uspokajającego dla wcześniaków do smoczka w normalnym rozmiarze 1.

### Jednorazowy smoczek uspokajający NUK GENIUS, rozmiar 0

Specjalny rozmiar dla szczególnie małych noworodków i o niskiej masie urodzeniowej w wieku 0-2 miesięcy. Sterylne, zapakowane pojedynczo i gotowe do użytku.

#### Lateksowy

art. nr: 181.017

#### Silikonowy

art. nr: 181.020



# Anatomiczne smoczki z lateksu

Lateksowe smoczki uspokajające NUK Genius mają anatomicznie ukształtowaną tarczkę oraz uchwyt wykonany z polipropylenu (PP). Anatomicznie ukształtowana gumka jest wykonana z lateksu. Dostępne są sterylne smoczki jednorazowe, zapakowane pojedynczo oraz smoczki wielokrotnego użytku w opakowaniach zbiorczych, które należy wyczyścić i wysterylizować przed użyciem.



Jednorazowy smoczek uspokajający NUK Genius z lateksu

## Jednorazowy lateksowy smoczek uspokajający NUK GENIUS

Lateks jest naturalnym produktem roślinnym (naturalna guma lateksowa). Jest miękki i ciepły, przez co przypomina w dotyku pierś matki. Jednocześnie lateks jest bardzo odporny na przegryzienie i rozerwanie.

Z przezroczystym uchwytem. Sterylne, pakowane pojedynczo i gotowe do użytku.

**Rozmiar 1** (0-6 mies.)

art. nr: 181.018

**Rozmiar 2** (6-18 mies.)

art. nr: 181.019



Lateksowe smoczki uspokajające NUK Genius wielokrotnego użytku

## Lateksowy smoczek uspokajający NUK GENIUS – wielokrotnego użytku

Z kolorowym uchwytem. Dostępny w torbach 100-sztukowych.

**Należy wyczyścić i wysterylizować przed użyciem.**

**Rozmiar 1** (0-6 mies.)

art. nr: 181.013

**Rozmiar 2** (6-18 mies.)

art. nr: 181.014



Jednorazowy smoczek uspokajający NUK Classic

## Jednorazowy lateksowy smoczek uspokajający NUK Classic

Oryginalny anatomiczny kształt NUK i anatomicznie ukształtowana tarczka. Sterylny, osobno zapakowany, gotowy do użytku.

**Rozmiar 1** (0-6 mies.)

art. nr: 181.009

**Rozmiar 2** (6-18 mies.)

art. nr: 181.010



# Smoczek, który nie tylko uspokaja - NUK Genius silikonowy


## Silikonowy smoczek uspokajający NUK Genius

Smoczek uspokajający NUK GENIUS został opracowany we współpracy z lekarzem stomatologią Dr. med. dent. Hubertem von Treuenfelssem w oparciu o najnowszą medyczną wiedzę i technologię. W efekcie powstał smoczek z silikonową gumką, która jest szczególnie delikatna dla zębów, dostępny w 3 rozmiarach.





Szczególnie miękka górna powierzchnia smoczka optymalnie dostosowuje się do podniebienia dziecka.

Splaszczona część wewnętrzna zapewnia dużo miejsca dla naturalnych ruchów ssących języka.



Szczególnie cienka i wąska szyjka smoczka zmniejsza nacisk na szczękę i zęby dziecka.

### Ulepszony kształt NUK



# Jeszcze delikatniejszy dla podniebienia i dziąseł

Silikonowe smoczki uspokajające NUK Genius są teraz bardziej miękkie, cieńsze i węższe - aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Szczególnie miękka górna powierzchnia smoczka optymalnie dostosowuje się do podniebienia dziecka, a ulepszony anatomiczny kształt gumki zapewnia więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssących języka. Dzięki temu silikonowe smoczki NUK Genius umożliwiają optymalne ćwiczenie mięśni jamy ustnej i szczęki - dla zdrowego ogólnego rozwoju dziecka.



Jednorazowy smoczek uspokajający NUK Genius z silikonu



## Jednorazowy silikonowy smoczek uspokajający NUK GENIUS

Silikon to sprawdzone szczególnie przezroczyste tworzywo, które jest całkowicie neutralne oraz nie ma smaku i zapachu.

Z przezroczystym uchwytem. Sterylne, pakowane pojedynczo i gotowe do użytku.

**Rozmiar 1** (0-6 mies.)

art. nr: 181.015

**Rozmiar 2** (6-18 mies.)


art. nr: 181.016

# Do użytku w terapii medycznej

W odróżnieniu od zwykłych smoczków uspokajających terapeutyczny smoczek treningowy NUK jest produktem medycznym. Używany jako przyrząd medyczny pomaga dzieciom i dorosłym w normalizacji nieprawidłowości w obrębie motoryki jamy ustnej, takich jak oddychanie przez usta, zaburzenia ssania, żucia, połykania czy mowy lub problemy z mimiką twarzy.

Terapeutyczny smoczek treningowy może być używany w terapii mowy, w praktyce ortodontycznej i fizjoterapeutycznej oraz w mioterapeutycznych ćwiczeniach według metody Beatriz A.E. Padovan. Główny nacisk położony jest na leczenie zaburzeń połykania, związanych z nieprawidłowymi ruchami języka oraz regulowanie skomplikowanych procesów ssania i połykania.

Po konsultacji z lekarzem smoczek ten może być używany przez pacjentów po udarze mózgu.



## Terapeutyczny smoczek treningowy NUK

Dostępny w dwóch rozmiarach – dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych. Z długą szyjką, wyjątkowo dużą częścią do ssania oraz większą tarczką w przypadku rozmiaru L. Gumka wykonana z odpornego na rozerwanie i przegryzienie naturalnego lateksu.

**Przed użyciem należy wyczyścić i wysterylizować.**

**Rozmiar S** – dla dzieci w wieku szkolnym

art. nr: 107.020

**Rozmiar L** – dla dorosłych

art. nr: 107.021

# Ułatwia badania rentgenowskie przy użyciu kontrastu

Smoczek NUK do podawania kontrastu to specjalny smoczek dla radiologów pomocny w diagnozowaniu chorób i nieprawidłowości przełyku. Zaprojektowano go, aby ułatwić podawanie kontrastu, tym samym umożliwiając przeprowadzenie badań rentgenowskich niemowląt i małych dzieci.

Ten specjalny smoczek umożliwia precyzyjne dawkowanie kontrastu. Naturalna potrzeba ssania dziecka gwarantuje, że kontrast dostaje się przez rurkę i smoczek uspokajający do ust.

Łatwość podawania oraz optymalna kontrola podczas badania rentgenowskiego pozwala na oszczędność czasu i kosztów. Jednocześnie badanie jest mniej stresujące dla dzieci – dzięki uspokajającemu działaniu smoczka.

## Smoczek NUK do podawania kontrastu

Pojedynczo zapakowany, sterylny smoczek, gotowy do podawania kontrastu. Rozmiar 1, wykonany z silikonu i polipropylenu (PP). Posiada elastyczną gumkę do przymocowania do główki dziecka.

art. nr: 107.039

- ① **Silikonowy smoczek uspokajający rozmiar 1** z dołączoną silikonową rurką oraz otworem w części do ssania (gumce)
- ② **Tarczka** o anatomicznym kształcie
- ③ **Guzik** z tunelem do przeprowadzenia gumki mocującej
- ④ **Silikonowa rurka (40 cm)** do wstrzykiwania odpowiedniego kontrastu
- ⑤ **Końcówka rurki** (żeński łącznik typu Luer) do podłączenia strzykawki z kontrastem
- ⑥ **Elastyczna gumka** do przymocowania do główki dziecka

**PRODUKT  
MEDYCZNY**



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



**Ważna informacja:** Prosimy o używanie płynnego kontrastu, który jest rozpuszczalny w wodzie, posiada słabe właściwości osmotyczne i niską zawartość jodiny. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej instrukcji użytkowania.



# Wygoda i bezpieczeństwo

Wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry Comfort oferują matkom to, czego potrzebują w czasie karmienia piersią – maksymalną ochronę i wygodę – a oprócz tego są prawie niewidoczne.



Wkładki laktacyjne  
NUK Ultra Dry  
Comfort, 2 szt.



Wkładki laktacyjne  
NUK Ultra Dry  
Comfort, 24 szt.



Wkładki laktacyjne  
NUK Ultra Dry  
Comfort, 60 szt.



Wkładki laktacyjne  
NUK Ultra Dry, 30 szt.

## Wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry Comfort

Niezwykle chłonne dzięki specjalnej wewnętrznej warstwie zatrzymującej płyn wewnątrz wkładki. Szczególnie delikatne dla skóry dzięki przewiewnej zewnętrznej warstwie, która zapewnia przepływ powietrza. Większa średnica wkładki sprawia, że idealnie dopasowuje się ona do piersi i jest prawie niewidoczna pod ubraniem. Niezwykle miękka wewnętrzna warstwa nie przywiera do skóry. Pasek samoprzylepny umożliwia przymocowanie wkładki wewnątrz biustonosza.

2 szt./torebka

art. nr: 252.083

24 szt./pudełko

art. nr: 252.079

60 szt./pudełko

art. nr: 252.081

## Wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry

Niezwykle chłonne wkładki, wygodne dzięki przewiewnym i wyjątkowo miękkim materiałom. Doskonale ukształtowane, o gładkiej zewnętrznej powierzchni, są niewidoczne i dzięki paskom samoprzylepnym nie przesuwają się. Pewna ochrona skóry i ubrania.

30 szt./pudełko

art. nr: 252.123



# Pomocne w karmieniu

NUK wspiera karmienie piersią serią produktów, które zaspokajają indywidualne potrzeby i pomagają rozwiązać wszelkie problemy z karmieniem, zapewniając matce poczucie bezpieczeństwa, którego potrzebuje podczas karmienia.



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.



Silikonowe osłonki brodawek sutkowych NUK

## Silikonowe osłonki brodawek sutkowych NUK

Gotowe do użytku, sterylne i osobno zapakowane. Nadają się do wielokrotnego użytku po wyczyszczeniu i sterylizacji w autoklawie (3 minuty w temperaturze 134°C). Wykonane z miękkiego, cienkiego silikonu, są wygodne i idealnie dopasowują się do piersi. Unikalny trójkątny kształt pozwala na kontakt skóry matki i niemowlęcia w czasie karmienia. Z trzema otworami przepływowymi oraz miękkimi wypustkami, które stymulują wypływ pokarmu.

**Rozmiar M** – sterylna

art. nr: 107.037

**Rozmiar L** – sterylna

art. nr: 107.033

**Rozmiar M** – z pudełkiem, niesterylna, różne kolory pudełka

art. nr: 107.036

**Rozmiar L** – z pudełkiem, niesterylna, różne kolory pudełka

art. nr: 107.035

Silikonowe osłonki brodawek sutkowych NUK, z pudełkiem



Zestaw muszli laktacyjnych NUK

## Zestaw muszli laktacyjnych NUK

Chronią obolałe brodawki sutkowe oraz zbierają mleko wypływające z piersi. Anatomicznie ukształtowane muszle optymalnie dopasowują się do piersi. Miękkie silikonowe wkładki o specjalnej powierzchni dla większej wygody. Doskonała ochrona skóry i ubrania. Zestaw zawiera: 2 wentylowane muszle laktacyjne, 2 muszle laktacyjne z dzióbkiem do przelewania, 2 silikonowe wkładki

art. nr: 252.067



Wszystkie produkty NUK są wolne od bisfenolu A.



# Skuteczne i proste w obsłudze

NUK ma w swojej ofercie odciągacze pokarmu dostosowane do indywidualnych potrzeb karmiących matek. Wszystkie laktatory, zarówno elektryczne jak i ręczne, są bardzo proste w obsłudze. Więc matki mogą optymalnie stymulować wypływ mleka, jednocześnie ucząc się obsługiwać laktator – wszystko po to, aby karmienie było jak najspokojniejsze i trwało jak najdłużej.



Ręczny odciągacz pokarmu  
NUK Jolie

**PRODUKT  
MEDYCZNY**

Elektryczny odciągacz pokarmu NUK Luna  
FAZA 1: Stymulacja wypływu pokarmu  
FAZA 2: Skuteczne odciąganie



**PRODUKT  
MEDYCZNY**

## 2-fazowy system odciągania

Przypomina rytm ssania dziecka w czasie karmienia piersią: faza pierwsza stymuluje wypływ pokarmu, faza druga zapewnia optymalny wypływ pokarmu. Połączenie obu faz pozwala na odciągnięcie większej ilości mleka w krótszym czasie. Długość faz można regulować indywidualnie.



Pojemnik NUK na  
mleko matki



Woreczki na mleko matki

## Ręczny odciągacz pokarmu NUK Jolie

Skuteczne odciąganie dzięki innowacyjnej technologii i przemysłowemu wzornictwu. Ręczny odciągacz pokarmu, który ma indywidualną regulację siły ssania, tak aby odciąganie było skuteczne i delikatne. Mięciutka silikonowa wkładka dostosowuje się do kształtu piersi matki. Łatwa obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej ręczce. Kompatybilny ze wszystkimi smoczkami i butelkami NUK First Choice (oprócz jednorazowych butelek szpitalnych).

art. nr: 252.090

## Elektryczny odciągacz pokarmu NUK Luna

Efektywny 2-fazowy system odciągania. Delikatne odciąganie dzięki pełnej regulacji siły ssania. Miękka silikonowa wkładka zapewnia przyjemny masaż i optymalnie dopasowuje się do piersi. Łatwy w użyciu i do czyszczenia z uwagi na niewielką liczbę części. Może być zasilany sieciowo lub na baterie. Kompatybilny ze wszystkimi smoczkami i butelkami NUK First Choice (oprócz jednorazowych butelek szpitalnych).

art. nr: 252.096

## Pojemnik NUK na mleko matki

Do higienicznego przechowywania pokarmu matki. Pasuje do ręcznego odciągacza pokarmu NUK Jolie oraz elektrycznego laktatora NUK Luna. Można w nim przechowywać pokarm w lodówce lub zamrażarce, a także go podgrzewać. Pasują do niego wszystkie antykolkowe smoczki do butelek NUK First Choice.

art. nr: 735.328

## Woreczki na mleko matki NUK

Oszczędność miejsca i higieniczne przechowywanie mleka z piersi. Woreczki mają szczelne, podwójne zamknięcie i są wykonane z wytrzymałego tworzywa, które nadaje się do zamrażania. Sterylne i gotowe do użytku. Przeznaczone do jednorazowego użytku.

25 szt./pudełko

art. nr: 252.088



# Większe bezpieczeństwo i higiena

Od wielu lat w niemieckich szpitalach najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie podgrzewania butelek do karmienia zapewniają urządzenia stosujące technologię Heidolph\*. Te niezawodne podgrzewacze do butelek są dostępne jako podgrzewacze konwektorowe lub elektryczne na 2 butelki lub 8 butelek.

Wszystkie urządzenia spełniają najnowsze techniczne normy i umożliwiają delikatne i higieniczne podgrzewanie bez użycia wody. Automatyczna kontrola temperatury zapobiega przegrzaniu dziecięcego pokarmu i utrzymuje ich ciepło.

Najwyższą niemiecką jakość gwarantuje oznaczenie TÜV/GS, zapewniając prostotę użytkowania, czyszczenia i konserwacji. Dodatkowo otrzymujecie dwuletnią gwarancję NUK MedicPro zapewniającą bezawaryjne działanie sprzętu, o ile używane są w nim butelki pokazane w tym katalogu.

## Konwektorowe podgrzewacze pokarmu NUK

Do podgrzewania konwektorowego. Kompatybilne ze wszystkimi butelkami szpitalnymi NUK, butelkami 180 ml i większymi, z wkładkami do mniejszych butelek oraz pokrywkami, aby zapobiec utracie ciepła. Termostat reguluje i kontroluje temperaturę. Szczególnie cicho pracuje. Nie wymaga żadnych narzędzi do demontażu, co zapewnia łatwe czyszczenie.

### Konwektorowy podgrzewacz pokarmu NUK na 2 butelki

Podgrzewa pokarmy w ciągu 30-60 min przy zużyciu prądu ok. 220 W. Zawiera 2 pokrywki oraz 2 wkładki do mniejszych butelek.

art. nr: 256.299

### Konwektorowy podgrzewacz pokarmu NUK na 8 butelek

Podgrzewa pokarmy w ciągu 30-60 min przy zużyciu prądu ok. 350 W. Zawiera wkładki do podgrzewania jednocześnie 8 mniejszych butelek.

art. nr: 256.300

## Elektryczny podgrzewacz pokarmu NUK

Delikatne podgrzewanie poprzez bezpośredni kontakt butelki z płytą grzewczą. Po podgrzaniu automatycznie przełącza się do trybu utrzymywania ciepła. Elektroniczny czujnik temperatury i przegrzania. Szybkie podgrzewanie na prawej płytce grzewczej. Cichy, wytrzymały, można go czyścić bez demontowania. Kompatybilny ze wszystkimi butelkami pokazanymi w tym katalogu.

### Elektryczny podgrzewacz pokarmu NUK na 2 butelki

Podgrzewa pokarmy w ciągu 20-30 min przy zużyciu prądu maks. 150 W.

art. nr: 256.301

Konwektorowy podgrzewacz pokarmu NUK na 2 butelki



Konwektorowy podgrzewacz pokarmu NUK na 8 butelek



Elektryczny podgrzewacz pokarmu NUK na 2 butelki

\* Heidolph Instruments to znany niemiecki producent sprzętu laboratoryjnego.





### Części zamienne do podgrzewaczy NUK

#### Pokrywa i pokrywa NUK

Pokrywa lub pokrywa NUK zapobiegają utracie ciepła. Wykonane z przezroczystego i nietłukącego tworzywa PETG (politereftalan etylenu). Nie wymagają użycia narzędzi.

Pokrywa do konwektorowego podgrzewacza pokarmu NUK na 2 butelki (art. nr: 256.299) i do elektrycznego podgrzewacza pokarmu NUK na 2 butelki (art. nr: 256.301)

[art. nr: 256.308](#)

Pokrywa do konwektorowego podgrzewacza pokarmu NUK na 8 butelek (art. nr: 256.300) - zawiera wspornik do zawiasu.

[art. nr: 256.309](#)

#### Wkładka NUK

Do konwektorowych podgrzewaczy pokarmu NUK (art. nr: 256.299, 256.300). Przeznaczona do butelek NUK z PP i szklanych o pojemności do 180 ml.

[art. nr: 256.307](#)

#### Zawias NUK

Przeznaczony do pokrywy do konwektorowego podgrzewacza pokarmu NUK na 8 butelek (art. nr: 256.300)

[art. nr: 256.310](#)

**NOWOŚĆ 2017**



Steryliizator parowy NUK Vario Express

### Steryliizator parowy NUK Vario Express

#### Szybka sterylizacja akcesoriów dziecięcych

- niezawodna sterylizacja butelek i akcesoriów w ciągu zaledwie 6 minut
- maksymalną elastyczność zapewnia wyjmowany koszyk i 6 ruchomych drążków na małe i duże elementy
- szczególnie delikatna metoda dezynfekcji za pomocą gorącej pary wodnej bez użycia żadnych substancji chemicznych – powstające ciepło zabija 99,99% szkodliwych bakterii
- przy zamkniętej pokrywie zawartość po sterylizacji pozostaje sterylna do 24 h
- nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku butelek i akcesoriów, które mogą być wygotowywane – bez koszyka umożliwia jednorazową sterylizację do 6 butelek lub dużych przedmiotów jak np. laktator ręczny NUK Jolie
- kompaktowa budowa i regulowana długość kabla.
- z lampką sygnalizacyjną i automatycznym wyłączaniem – bezpieczeństwo i oszczędność energii
- nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo – szczególnie przyjazne dla użytkownika.

[art. nr: 251.013](#)

# Popularne akcesoria

Aspirator NUK



**PRODUKT  
MEDYCZNY**

## Aspirator NUK

- duża końcówka do bezpiecznego usuwania wydzieliny z nosa
- opakowanie zawiera dodatkową końcówkę

art. nr: 256.065



Nożyczki dla  
niemowląt NUK

## Nożyczki dla niemowląt NUK

- antypoślizgowe miękkie uchwyty
- osłonka do przechowywania
- zaokrąglone końcówki ostrza
- różne kolory

art. nr: 256.257



Termometr do  
kąpeli NUK  
Ocean

## Termometr do kąpeli Ocean

- czytelna skala
- zamiast rtęci zawiera bezpieczną naturalną substancję - olej rzepakowy
- różne kolory

art. nr: 256.187



Termometr  
dziecięcy NUK  
Flash

## Termometr dziecięcy NUK Flash

- 3 tryby pomiaru temperatury (ciała, powierzchni i otoczenia)
- bezdotykowy termometr czołowy na podczerwień
- błyskawiczny pomiar w ciągu 1 sekundy
- ostrzeżenie o gorączce
- tryb cichy
- funkcja pamięci (25 pomiarów)

art. nr: 256.380



Szczotka do butelek  
i smoczków NUK 2 w 1

## Szczotka do mycia butelek i smoczków NUK 2 w 1

- ze szczoteczką do smoczków
- szczotka jest elastyczna i ma sztywne włosie
- umożliwia dokładne czyszczenie butelek i smoczków
- szczoteczkę do smoczków wkłada się bezpośrednio do rączki od szczotki do butelek
- specjalny uchwyt umożliwia zawieszenie szczotki
- różne kolory

art. nr: 256.279



Miseczka do karmienia  
NUK Easy Learning

## Miseczka do karmienia z przykrywkami NUK Easy Learning

- zawiera 2 przykrywki: do transportu i do kuchenki mikrofalowej
- dno ze specjalną przyssawką
- odpowiednia do kuchenki mikrofalowej i do zmywarki
- różne kolory

art. nr: 255.192

Jest to tylko niewielki wybór z szerokiej gamy akcesoriów NUK. Więcej akcesoriów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej [www.nuk.pl](http://www.nuk.pl).



# Higieniczne akcesoria dla szpitali

Grzebyk, szczotka dla niemowląt oraz łyżeczka do karmienia to akcesoria specjalnie przystosowane do użytku w szpitalach - są sterylne, higienicznie zapakowane i tym samym gotowe do natychmiastowego użytku.

Grzebyk i szczotkę ze względów higienicznych należy stosować tylko dla jednego dziecka podczas pobytu w szpitalu. Nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia. Natomiast łyżeczkę przed każdym kolejnym użyciem należy dokładnie umyć, można ją też sterylizować w sterylizatorze parowym NUK.



Szczotka dla niemowląt NUK „Jedno Dziecko” dla szpitali

## Szczotka dla niemowląt NUK „Jedno Dziecko” dla szpitali

- gotowa do użytku, sterylna, zapakowana osobno w folię
- wyjątkowo miękkie włosie nylonowe do delikatnej pielęgnacji włosów i masażu skóry głowy niemowlęcia
- pewne trzymanie dzięki poręcznemu uchwytowi
- nie zawiera BPA

art. nr: 256.393

## Grzebyk dla niemowląt NUK „Jedno Dziecko” dla szpitali

- gotowy do użytku, sterylny, zapakowany osobno w folię
- do codziennej, delikatnej pielęgnacji włosów niemowląt i małych dzieci
- z zaokrąglonymi zębami, by chronić wrażliwą skórę główki dziecka
- pewne trzymanie dzięki poręcznemu uchwytowi
- nie zawiera BPA

art. nr: 256.394

## Łyżeczka do karmienia NUK dla szpitali

- gotowa do użytku, sterylna, zapakowana osobno w folię
- dostosowana do kształtu jamy ustnej dziecka
- dla dzieci od 6 miesięcy
- zaokrąglone krawędzie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
- ergonomiczny, długi uchwyt, doskonały do wysokich stoików
- nie zawiera BPA

art. nr: 256.395

Łyżeczka do karmienia NUK dla szpitali



Grzebyk dla niemowląt NUK „Jedno Dziecko” dla szpitali



**Sterile**  
acc. Ph. Eur.





#### KONTAKT Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI:

**AGNIESZKA GADZICKA** - Krajowy Koordynator Medyczny  
tel.: 697 911 131  
e-mail: agnieszka.gadzicka@babyland.com.pl  
województwa:  
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,  
podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie

**ROMANA SITARZ**  
tel.: 725 992 472  
e-mail: roma.sitarz@babyland.com.pl  
województwa:  
zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie

**JAKUB ŚWIDERSKI**  
tel.: 603 801 031  
e-mail: jakub.swiderski@babyland.com.pl  
województwa:  
małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie

#### LOGISTYKA I ZAMÓWIENIA

**WŁODZIMIERZ SZLASA**  
tel.: 661 360 003  
faks: 22 773 80 46  
e-mail: wlodzimierz.szlasa@babyland.com.pl

W zakresie produktów medycznych oraz szpitalnych MAPA gwarantuje najwyższe standardy produkcji i higieny. MAPA posiada certyfikat ISO 9001: 2008 oraz ISO 13485: 2003 + AC 2007 oraz spełnia Dyrektywę Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą Urządzeń Medycznych, aneks II, artykuł 3. Deklaracje zgodności udostępniane są na życzenie.

Nasze produkty dla dzieci są dystrybuowane w ponad 110 krajach i na wielu rynkach mają wiodącą pozycję.

#### Dystrybutor w Polsce:

**BABY LAND** Dariusz Staniszewski  
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa  
biuro: ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła,  
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81)  
www.nuk.pl

Zarejestrowany znak towarowy NUK jest własnością firmy MAPA GmbH.

**NUK**<sup>®</sup>

MedicPro · MAPA GmbH  
Industriestraße 21-25 · 27404 Zeven · Germany  
Tel. +49 (0) 4281 73-0 · Fax +49 (0) 4281 73-241  
www.nuk.com

**MEDICPRO**  
MAPA CLINICAL SUPPORT

